



**Korki archiwizacyjne z PP - do probówek o śr. 13-16 mm**



Korki archiwizacyjne wykonane z PP wykorzystywane do zamykania probówek o śr. 13-16 mm wyprodukowane przez firmę Sarstedt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Do probówek	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0516	Korki archiwizacyjne z PP	bez filtra	jasnoniebieski	śr. 13-16 mm	65-647	1000 szt.
	J-0517	Korki archiwizacyjne z PP	z filtrem	jasnoniebieski	śr. 13-16 mm	65-647-020	1000 szt.

**Opis**

Korki archiwizacyjne do probówek o śr. od 13 do 16 mm, w tym również do probówek do systemu pobierania krwi S-Monovette. Wykonane z polipropylenu (PP). Dostępne w kolorze jasnoniebieskim bez filtra (J-0516) lub z filtrem (J-0517). W zależności od średnicy probówki, zatyczka posiada dwa stopnie docisku, szczelnie zabezpieczając zawartość przed parowaniem i wpływem środowiska. Korki archiwizacyjne Sarstedt posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).