



Probówki stożkowodenne - z zakrętką z HDPE - samostojące - poj. 3,5 ml - 5 ml



Przezroczyste probówki wykonane z PP lub PS ze stożkową podstawą, o pojemności roboczej 3,5 lub 5 ml. Samostojące, z zakrętką wykonaną z HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0261	Probówki stożkowodenne z PP	3,5 ml	11,5 x 66 mm	bezbarwna	sterylne	worek	100 szt.	60-549-001
	J-0262	Probówki stożkowodenne z PP	3,5 ml	11,5 x 66 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	1000 szt.	60-549
	J-0263	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą i etykietą	5 ml	15,3 x 57 mm	bezbarwna	sterylne	worek	100 szt.	62-558-201
	J-0264	Probówki stożkowodenne z PP	5 ml	15,3 x 57 mm	bezbarwna	sterylne	worek	100 szt.	60-558-001
	J-0265	Probówki stożkowodenne z PP	5 ml	15,3 x 57 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	1000 szt.	60-558

Opis

Probówki wykonane z wysokiej przezroczystości polipropylenu (PP) ze stożkowym dnem i kołnierzem (samostojące). W zestawie z bezbarwnymi zakrętkami z HDPE.

Probówki o poj. 3,5 ml (wys. 66 mm, śr. 11,5 mm) dostępne są w wersji sterylnej z nakręconą zakrętką (J-0261) lub niesterylnej (J-0262 - zakrętka w zestawie, jednak nie jest nakręcona).

Probówki o pojemności roboczej 5 ml (wys. 57 mm, śr. 15,3 mm) dostępne są również w wersji sterylnej i niesterylnej. Dodatkowo, model J-0263 jest wyposażony w skalę i etykietę do opisu. Stożkowodenne probówki o poj. 5 ml można stosować w wirówkach przy maks. RCF **5000 x g**. Co więcej, można je również autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych.

W wersji sterylnej pakowane po 100 szt., natomiast w wersji niesterylnej - po 100 sztuk.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i płaskodenne.