





Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - poj. 50 ml - brązowe



Probówki wirówkowe o stożkowym dnie firmy Sarstedt o pojemności 50 ml. Posiadają skalę i pole opisowe. Wykonane z PP. W komplecie z zakrętką z HDPE. Probówki w kolorze brązowym dla próbek wrażliwych na światło.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Śr. x wys. | Kolor zakrętki | Stopień czystości | Rodzaj pak. | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|---|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|----------|---------------|
|  | J-0315 | Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem opisowym | 50 ml | 28 x 114 mm | czerwona | niesterylne | worek | 25 szt. | 62-548-304 |
|  | J-0316 | Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem opisowym | 50 ml | 28 x 114 mm | czerwona | sterylne | worek | 25 szt. | 62-547-354 |

Opis

Probówki wirówkowe typu falcon o poj. 50 ml wykonane z polipropylenu. Ze stożkowym dnem. Posiadają podziałkę i pole opisowe. W zestawie z już nakręconą czerwoną zakrętką wykonaną z HDPE. Dostępne w wersji niesterylnej (J-0315) i sterylnej (J-0316). Pakowane w worki po 25 szt. Można je wirować z maks. RCF: **20000 x g**. Probówki wirówkowe Sarstedt w kolorze brązowym dedykowane są do pracy z próbkami wrażliwymi na światło. Dla mniej wymagających zastosowań dostępne są probówki typu falcon z PP pakowane [w worki](#) lub [statywy styropianowe](#), a także [probówki wirówkowe o poj. 15 ml wykonane z polistyrenu \(PS\)](#).

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i płaskodenne.