



## Mikser-homogenizator



Homogenizator laboratoryjny z mocnym napędem. Idealny do dokładnego mieszania, dyspergowania i emulgowania. Z wbudowanym czasomierzem (1 do 60 sek.) i wskaźnikiem świetlnym. Nadaje się do pracy ciągłej. Noże wykonane są z nierdzewnej stali nożowej. Podstawa emaliowana. Urządzenie posiada dwustopniowy włącznik dla 18.500 i 21000 obr./min. z lampką kontrolną. Możliwość zastosowania różnego rodzaju pojemników.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-2095	Mikser - urządzenie podstawowe, bez pojemnika
	3-2096	Pojemnik ze stali szlachetnej 1 l, z pokrywką i zestawem noży
	3-2097	Pojemnik aluminiowy 1 l, z pokrywką i zestawem noży
	3-2098	Pojemnik szklany 1 l, z pokrywką i zestawem noży
	3-2099	Mikropojemnik ze stali szlach. 0,4 l, z pokrywką i zestawem noży
	3-2094	Pojemnik ze stali szlach. 1 l, z pokrywką z gwintem śrubowym oraz zestawem noży

### Opis

Homogenizator laboratoryjny z mocnym napędem. Idealny do dokładnego mieszania, dyspergowania i emulgowania. Z wbudowanym czasomierzem (1 do 60 sek.) i wskaźnikiem świetlnym. Nadaje się do pracy ciągłej. Noże wykonane są z nierdzewnej stali nożowej. Podstawa emaliowana. Urządzenie posiada dwustopniowy włącznik dla 18500 i 21000 obr./min. z lampką kontrolną. Możliwość zastosowania różnego rodzaju pojemników.

**Ciężar urządzenia podstawowego:** 4 kg.

**Wymiary (śr. x wys.):** 22 x 52 cm.

**Zasilanie:** 220 V, 50 Hz, 360 W.