



## Elektroniczny pH-metr kieszonkowy

pH-metr przeznaczony do szybkich i łatwych pomiarów w laboratorium. Przyrząd należy zanurzyć w cieczy i odczytać wartość pH. Nieużywany pH-metr można bezpiecznie przechowywać w dostarczonym roztworze.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	4-1290	Elektroniczny pH-metr kieszonkowy, z akcesoriami

### Opis

pH-metr przeznaczony do szybkich i łatwych pomiarów w laboratorium. Przyrząd należy zanurzyć w cieczy i odczytać wartość pH. Nieużywany pH-metr można bezpiecznie przechowywać w dostarczonym roztworze.

#### Dane techniczne:

**Zakres pH:** 0-14 pH.

**Rozdzielczość:** 0,1 pH.

**Dokładność:**  $\pm 0,2$  pH.

**Zakres temperatury roboczej:** +5°C do +40°C.

**Zasilanie za pomocą baterii:** 4 x 1,5 V.

**Ciężar:** 165 g.

Urządzenie dostarczane jest wraz z zestawem kalibracyjnym, roztworem do przechowywania i bateriami.