












Probówki typu Eppendorf z PP z zamknięciem SafeSeal - poj. 1,5 ml



Probówki typu Eppendorf z zamknięciem SafeSeal o pojemności 1,5 ml, wykonane z PP. Z podziałką i polem do opisu. Odporne na wirowanie do **30000 x g**. Autoklawowalne. Dostępne w 3 stopniach czystości: niesterylne, PCR Performance Tested i Biosphere® plus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1351	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	bezbarwny	niesterylne	worek	1000 szt.	72-706
	J-1352	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	brązowy	niesterylne	worek	1000 szt.	72-706-001
	J-1353	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	czerwony	niesterylne	worek	1000 szt.	72-706-002
	J-1354	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	żółty	niesterylne	worek	1000 szt.	72-706-004
	J-1355	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	zielony	niesterylne	worek	1000 szt.	72-706-005
	J-1356	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	niebieski	niesterylne	worek	1000 szt.	72-706-006
	J-1357	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	bezbarwny	PCR Performance Tested	worek	1000 szt.	72-706-400
	J-1358	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	bezbarwny	Biosphere plus	worek	250 szt.	72-706-200
	J-1359	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	1,5 ml	10,8 x 39 mm	bezbarwny	Biosphere plus	pak. ind.	60 szt.	72-706-201

Opis

Probówki reakcyjne typu Eppendorf z zatyczką SafeSeal o poj. 1,5 ml. Posiadają podziałkę oraz pole do opisu. Duża powierzchnia do pisania znajduje się dodatkowo na matowym, płaskim wieczku pozwalając na wyraźne oznakowanie próbki. Probówki SafeSeal są wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP). Specjalnie opracowane, wzmocnione i bardzo szerokie złącze pokrywy naczyń reakcyjnych dokładnie prowadzi pokrywkę umożliwiając jej bezpieczne blokowanie, nawet przy obsłudze jedną ręką. Probówki ze szczelnym i wyjątkowo wytrzymałym zamknięciem SafeSeal doskonale sprawdzą się do pracy z cennymi próbkami w wymagających warunkach.

Dla łatwiejszej identyfikacji próbek dostępne również różne wersje kolorystycznej probówek SafeSeal: brązowa (sprawdzi się przy próbkach wrażliwych na promieniowanie UV), czerwona, żółta, zielona i niebieska. Probówki przezroczyste oferowane są również w wersji czystości PCR Performance Tested oraz Biosphere® plus (sterylne). Wszystkie modele są można wirować z maks. RCF **30000 x g**, jak również sterylizować w temperaturze do 121°C.

Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Wersja niesterylna oraz PCR Performance Tested dostarczane są w opakowaniach po 1000 szt. (4 x 250 szt.). Probówki Biosphere® plus oferowane są w worku zawierającym 250 szt. (5 x 50 szt.) lub pakowane indywidualnie w blistry (60 szt.).