



Probówki typu Eppendorf z PP z zamknięciem SafeSeal - poj. 2,0 ml



Probówki typu Eppendorf ze szczelnym z zamknięciem SafeSeal o pojemności 2,0 ml wykonane z PP. Z podziałką i polem do opisu. Odporne na wirowanie do 25000 x g. Autoklawowalne. Dostępne różne wersje kolorystyczne oraz 3 stopnie czystości: niesterylne, PCR Performance Tested oraz Biosphere® plus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1361	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbardwy	niesterylne	worek	1000 szt.	72-695-500
	J-1362	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	brązowy	niesterylne	worek	1000 szt.	72-695-001
	J-1363	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	czerwony	niesterylne	worek	1000 szt.	72-695-002
	J-1364	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	żółty	niesterylne	worek	1000 szt.	72-695-004
	J-1365	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	zielony	niesterylne	worek	1000 szt.	72-695-005
	J-1366	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	niebieski	niesterylne	worek	1000 szt.	72-695-006
	J-1367	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	fioletowy	niesterylne	worek	1000 szt.	72-695-007
	J-1368	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbardwy	PCR Performance Tested	worek	1000 szt.	72-695-400
	J-1369	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbardwy	Biosphere plus	worek	250 szt.	72-695-200
	J-1370	Probówki typu Eppendorf SafeSeal	2 ml	10,8 x 40 mm	bezbardwy	Biosphere plus	pak. ind.	60 szt.	72-695-201

Opis

Probówki reakcyjne typu Eppendorf z zamknięciem SafeSeal o poj. 2,0 ml posiadają podziałkę oraz pole do opisu. Dodatkowa powierzchnia do pisania znajduje się na matowym, płaskim wieczku. Umożliwia tym samym wyraźne oznakowanie próbki. Probówki SafeSeal są wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP). Dzięki wzmocnionemu i bardzo szerokiemu złączu pokrywy zapewniają bezpieczne uszczelnienie probówek pod wpływem naprężeń mechanicznych i termicznych. Mogą być wirowane z maks. RCF **25000 x g**, jak również sterylizować w temperaturze do 121°C. Probówki z zamknięciem SafeSeal

doskonale sprawdzą się do pracy z cennymi próbkami w wymagających warunkach.

Dla łatwiejszej identyfikacji próbek dostępne również różne wersje kolorystycznej probówek SafeSeal. Wersja brązowa sprawdzi się przy próbkach wrażliwych na promieniowanie UV. Ponadto, dla wymagających zastosowań, dostępne są probówki SafeSeal w stopniu czystości PCR Performance Tested oraz Biosphere® plus (sterylne).

Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Wersja niesterylna oraz PCR Performance Tested dostarczane są w opakowaniach po 1000 szt. (4 x 250 szt.). Probówki Biosphere® plus oferowane są w worku zawierającym 250 szt. (5 x 50 szt.) lub pakowane indywidualnie w blistry (60 szt.).