




## Homogenizator ręczny

**ESGE - Zauberstab**  
Made in Switzerland

Homogenizator ręczny do rozdrabniania, mieszania i miksowania próbek. Nakładane końcówki, napęd oraz obudowa ochronna wykonane z nierdzewnego metalu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rpm
	2-3155	Homogenizator ręczny, dwustopniowy	10000 / 14000 obr./min

### Opis

Homogenizator ręczny do rozdrabniania, mieszania i miksowania próbek. Nakładane końcówki, napęd oraz obudowa ochronna wykonane z nierdzewnego metalu.

**Dwa zakresy prędkości obrotowej:** 10.000 obr./min. oraz 14.000 obr./min.

**Zakres dostawy:** pojemnik poliwęglanowy 0,5 l, nóż uniwersalny, tarcza miazdząca, uchwyt ścienny.

**Zasilanie:** 230 V, 50 Hz.

**Moc:** 140 W.

**Ciężar:** 750 g.