



Kubki z PS na próbki - bez pokrywki - poj. 250 ml



Uniwersalne, białe kubki o wysokości 100 mm i średnicy 73 mm wykonane z PS. Pojemność robocza wynosi 250 ml. Pojemnik można dodatkowo wyposażać w wieczka zatrzaskowe z PS ([J-0743](#)) - do kupienia osobno. Opakowanie 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0741	Kubki z PS na próbki	250 ml	73 x 100 mm	biały	500 szt.	75-560

Opis

Kubki wykonane z białego polistyrenu (PS) o pojemności roboczej 250 ml. Mogą służyć do pobierania, przenoszenia, naważania próbek lub odczynników. Pojemniki można dodatkowo wyposażać w wieczka zatrzaskowe wykonane z krystalicznego polistyrenu ([J-0743](#)). Wówczas oferowany produkt umożliwi transport oraz bezpieczne przechowywanie zawartości. Kubki pakowane są w worki po 500 sztuk.