



## Kolby Erlenmeyera ze szkła Duran - z wgłębieniami

Kolby Erlenmeyera z wgłębieniem, wykonane ze szkła DURAN<sup>®</sup>. Przystosowane do mocnych wstrząsów podczas mieszania mediów. Z wywiniętym brzegiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. szyjki	Szt./Op.
	E-1087	Kolba Erlenmeyera z wgłębieniem	100 ml	22 mm	2 szt.
	E-1088	Kolba Erlenmeyera z wgłębieniem	250 ml	34 mm	2 szt.
	E-1089	Kolba Erlenmeyera z wgłębieniem	300 ml	34 mm	2 szt.
	E-1090	Kolba Erlenmeyera z wgłębieniem	500 ml	34 mm	2 szt.
	E-1091	Kolba Erlenmeyera z wgłębieniem	1000 ml	42 mm	2 szt.

### Opis

Kolby Erlenmeyera z wgłębieniem, wykonane ze szkła DURAN<sup>®</sup>. Przystosowane do mocnych wstrząsów podczas mieszania mediów. Z wywiniętym brzegiem.