



## Mikser stołowy - 450 ml

\*\*\*  
**TRISTAR**

Mikser stołowy posiada dwie prędkości miksowania do wyboru, nóżki antypoślizgowe, kubek ze stali szlachetnej 450 ml, uchwyt do mocowania kubka. Odpowiedni do miksowania jedynie substancji płynnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	W-2015	Mikser stołowy - z pojemnikiem	450 ml

### Opis

Mikser stołowy posiada dwie prędkości miksowania do wyboru, nóżki antypoślizgowe, kubek ze stali szlachetnej 450 ml, uchwyt do mocowania kubka. Odpowiedni do miksowania jedynie substancji płynnych.