



## Kolby z wgłębieniem ze szkła Duran - do kultur komórkowych



Kolby przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane ze szkła Duran. Są przystosowane do mocnych wstrząsów podczas mieszania mediów. 3 wgłębienia powodują lepsze wymieszanie, większe napowietrzenie i bardziej równomierny rozkład składników. Posiadają prosty brzeg, dzięki czemu można stosować kapsle aluminiowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	E-1114	Kolby szklane do kultur komórkowych - z wgłębieniami	100 ml	2 szt.
	E-1115	Kolby szklane do kultur komórkowych - z wgłębieniami	250 ml	2 szt.
	E-1116	Kolby szklane do kultur komórkowych - z wgłębieniami	300 ml	2 szt.
	E-1117	Kolby szklane do kultur komórkowych - z wgłębieniami	500 ml	2 szt.
	E-1118	Kolby szklane do kultur komórkowych - z wgłębieniami	1000 ml	2 szt.

### Opis

Kolby przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane ze szkła Duran. Są przystosowane do mocnych wstrząsów podczas mieszania mediów. 3 wgłębienia powodują lepsze wymieszanie, większe napowietrzenie i bardziej równomierny rozkład składników. Posiadają prosty brzeg, dzięki czemu można stosować kapsle aluminiowe.