

## Końcówki SafeSeal Tips Premium 2,5 µl - sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-690005	Końcówki SafeSeal Tips Premium 2,5 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-780007	Końcówki SafeSeal Tips Premium 2,5 µl, sterylne	w worku (1000 szt.)

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biozym** (PreCision 2.5 µl),

**Biohit** (Proline 2.5 µl, mLine 3 µl),

**Brand** (Transferpette 1 µl),

**Eppendorf** (2.5 µl),

**Finn** (Digital 2.0 µl),

**Gilson** (Pipetman P-2),

**Rainin** (Pipet-Classic PR2).

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**