



Końcówki SafeSeal Tips Premium 2,5 µl - sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-690005	Końcówki SafeSeal Tips Premium 2,5 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-780007	Końcówki SafeSeal Tips Premium 2,5 µl, sterylne	w worku (1000 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym (PreCision 2.5 µl),

Biohit (Proline 2.5 µl, mLine 3 µl),

Brand (Transferpette 1 µl),

Eppendorf (2.5 µl),

Finn (Digital 2.0 µl),

Gilson (Pipetman P-2),

Rainin (Pipet-Classic PR2).

Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.