



Kubki z PS na próbki - bez pokrywki - poj. 100 ml



Uniwersalne białe kubki o pojemności roboczej do 100 ml. Wykonane z PS. Ich wysokość to 49 mm, a średnica 70 mm. Aby zabezpieczyć zawartość pojemników, można je zaopatrzyć w przejrzyste pokrywki zatrzaskowe z PS ([J-0723](#)). Opakowanie zawiera 1000 kubków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0721	Kubki z PS na próbki	100 ml	70 X 49 mm	białe	1000 szt.	75-570

Opis

Kubki wykonane z białego polistyrenu (PS) charakteryzują się pojemnością roboczą 100 ml. Ich wysokość wynosi 49 mm, a średnica otworu to 70 mm. Mogą służyć do rozdzielania, naważania, pobierania próbek lub odczynników. Do kubków z PS dokupić można [pokrywki zatrzaskowe z przezroczystego polistyrenu \(J-0723\)](#). Pojemniki z zamknięciem można z powodzeniem wykorzystywać w transporcie i przechowywaniu próbek. Kubki z PS na próbki są pakowane po 1000 sztuk.