

Pokrywki z PS - do pojemników o poj. 100 ml - śr. 70 mm



Pokrywki wykonane z przezroczystego PS pasujące do kubków 100 ml ([J-0721](#)).
Opakowanie zawiera 1000 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do pojemników	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0723	Pokrywki z PS	śr. 70 mm	1000 szt.	76-571

Opis

Pokrywki wykonane z przezroczystego polistyrenu (PS) [pasujące do kubków z PS o poj. 100 ml \(J-0721\)](#). Szczelnie zabezpieczają zawartość pojemnika. Są przezroczyste, więc umożliwiają ocenę, bądź identyfikację próbki znajdującej się w kubku. Rozszerza to funkcjonalność pojemników o bezpieczne przechowywanie i transport próbek.

Opakowanie zawiera 1000 szt.