

Końcówki MicroTips Premium, 10 µl



Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

Brand (Transferpette 10 µl),
Eppendorf (2.5 µl (antracytowe) i 10 µl (szare)),
Finn (Digital Micro 2 i 10 µl, Focus Micro 10 µl),
Gilson (Pipetman P-2 i P-10),
Nichiryo (2 i 10 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR2 i PR10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10),
Socorex (2 i 10 µl (zielone)).

Wolne od DNaz i RNaz. Końcówki o Nr-Art. A-720035 oraz A-720038 są wolne od DNA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-720031	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720035	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (10 statywów z uchyloną pokrywą po 96 szt.)
	A-720038	Końcówki MicroTips Premium	10 µl	bezbarwne	sterylne	w statywie (10 statywów z uchyloną pokrywą po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

Brand (Transferpette 10 µl),
Eppendorf (2.5 µl (antracytowe) i 10 µl (szare)),
Finn (Digital Micro 2 i 10 µl, Focus Micro 10 µl),
Gilson (Pipetman P-2 i P-10),
Nichiryo (2 i 10 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR2 i PR10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10),
Socorex (2 i 10 µl (zielone)).

Wolne od DNaz i RNaz. Końcówki o Nr-Art. A-720035 oraz A-720038 są wolne od DNA.