



**Pojemniki z PP na próbki - z zakrętką z HDPE -
 poj. 70 ml**



Pojemniki wykonane z wysoce przezroczystego PP o pojemności roboczej 70 ml, w komplecie z zamontowaną żółtą zakrętką z HDPE. W ofercie dostępne są trzy warianty produktu: niesterylne, niesterylne z etykietą papierową oraz sterylne z etykietą papierową, pakowany indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0761	Pojemniki z PP na próbki - ze skalą	70 ml	44 x 55 mm	z nakręconą zakrętką	niesterylne	250 szt.	75-9922-744
	J-0762	Pojemniki z PP na próbki - z etykietą	70 ml	44 x 55 mm	z nakręconą zakrętką	niesterylne	250 szt.	75-9922-745
	J-0763	Pojemniki z PP na próbki - ze skalą i etykietą	70 ml	44 x 55 mm	z nakręconą zakrętką	sterylne	200 szt.	75-9922-721

Opis

Gwintowane kubki wykonane z wytrzymałego i wysoce przezroczystego polipropylenu (PP) o pojemności roboczej 70 ml. Z zamontowanymi żółtymi zakrętkami wyprodukowanymi z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), które zapewniają szczelne zamknięcie pojemnika. Naczynia o wysokości 55 mm, średnicy 44 mm, posiadają skalę co 10 ml. Oferowane produkty występują w trzech wariantach: niesterylne ze skalą, niesterylne z etykietą papierową oraz sterylne (sterylizowane promieniowaniem gamma) ze skalą i etykietą papierową, pakowane indywidualnie w blistry.

Proponowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Przeznaczone do pobierania, transportu, analiz i przechowywania próbek. Mogą być również wykorzystywane jako opakowania lub naczynia w najróżniejszych dziedzinach. Oferowane opakowania pojemników niesterylnych zawierają 250 sztuk, natomiast sterylnych 200 sztuk.