

**Końcówki MicroTips Premium, XL, 10 µl**



Wydłużone końcówki, do nanoszenia próbek na żel do elektroforezy o szerokości studzienki 0,6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Pakowane
	A-729025	Końcówki MicroTips Premium	XL, 10 µl	bezbarwne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-729026	Końcówki MicroTips Premium	XL, 10 µl	bezbarwne	niesterylne	w statywie (5 statywów po 204 szt.)
	A-729028	Końcówki MicroTips Premium	XL, 10 µl	bezbarwne	sterylne	w statywie (5 statywów po 204 szt.)

**Opis**

Wydłużone końcówki, do nanoszenia próbek na żel do elektroforezy o szerokości studzienki 0,6 mm. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

**Brand** (Transferpette 1 i 10 µl),

**Eppendorf** (2.5 µl (antracytowe) i 10 µl),

**Finn** (Digital Micro 2 i 10 µl, Focus Micro 10 µl),

**Gilson** (Pipetman P-2 i P-10),

**Nichiryo** (10 µl),

**Rainin** (Pipet-Classic PR2 i PR10, Pipet-Lite SL-2 i SL-10).

**Wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Średnica wewnętrzna: 0,31 mm, średnica zewnętrzna: 0,58 mm.