



**Pojemniki z PP na próbki - z zakrętką z HDPE -  
 poj. 100 ml**



Pojemniki na próbki z PP o pojemności roboczej 100 ml. Bezbarwne, skalowane, z podziałką co 10 ml. W zestawie z zieloną zakrętką z HDPE. Oferowane po 500 szt. w worku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0781	Pojemniki z PP na próbki - ze skalą	100 ml	58 x 74 mm	zielony	500 szt.	75-1354-001

**Opis**

Pojemniki wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP), o pojemności roboczej 100 ml. Wyskalowane co 10 ml, posiadają w zestawie zieloną zakrętkę z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Mogą być wykorzystywane do pobierania, transportu i przechowywania odczynników lub próbek do wielu oznaczeń (również diagnostycznych). Oferowany artykuł posiada certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Opakowanie zawiera 500 sztuk.