



**Pojemniki brązowe z PP na próbki - z zakrętką z HDPE - poj. 100 ml**



Brązowe pojemniki wykonane z PP o pojemności roboczej 100 ml. Skalowane, z podziałką co 10 ml. W komplecie z brązową zakrętką z HDPE. Pojemniki chronią zawartość przed negatywnymi skutkami dostępu światła. Pakowane w worki po 50 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0788	Pojemniki z PP na próbki - ze skalą	100 ml	62 x 72 mm	brązowy	5 x 50 szt.	250 szt.	75-562-011

**Opis**

Brązowe gwintowane pojemniki o poj. 100 ml wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP). Ze skalą, podziałka co 10 ml. W zestawie z brązowymi zakrętkami z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Posiadają właściwości ograniczające dostęp światła do wnętrza. Pochłaniając większość promieniowania UV, eliminują jego destrukcyjne oddziaływanie. Zapewniają ochronę umieszczonych w środku próbek lub odczynników wrażliwych na światło np. wiązań poprzecznych dla dezoksyrydynoliny, soli srebrnych chlorowców, roztworów nadmanganianu potasu, itp.

Oferowany artykuł posiada certyfikat CE oraz IVD (produkt medyczny do diagnostyki *in vitro*).