










Pojemniki z PP na próbki - z brązową zakrętką z HDPE z łopatką



Pojemniki na próbki wykonane z PP w zestawie z brązowymi zakrętkami z HDPE. Dno zaokrąglone lub płaskie. Do zakrętki przymocowana jest łyżeczka przydatna przy pobieraniu lub przenoszeniu próbki. Dostępna wersja niesterylna i sterylna, z etykietą lub bez.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Zamknięcie	Śr. x wys.	Kolor	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0818	Pojemniki z PP na próbki	zaokrąglone	z zakrętką z HDPE z łopatką	16,5 x 101 mm	bezbarwny	niesterylne	80-623-111	500 szt.
	J-0819	Pojemniki z PP na próbki	zaokrąglone	z zakrętką z HDPE z łopatką	16,5 x 101 mm	bezbarwny	sterylne	80-623	500 szt.
	J-0821	Pojemniki z PP na próbki	płaskie	z zakrętką z HDPE z łopatką	20 x 76 mm	bezbarwny	niesterylne	80-734	100 szt.
	J-0822	Pojemniki z PP na próbki	płaskie	z zakrętką z HDPE z łopatką	20 x 76 mm	bezbarwny	sterylne	80-734-001	100 szt.
	J-0823	Pojemniki z PP na próbki - z etykietą	płaskie	z zakrętką z HDPE z łopatką	20 x 76 mm	bezbarwny	niesterylne	80-734-301	100 szt.
	J-0824	Pojemniki z PP na próbki - z etykietą	płaskie	z zakrętką z HDPE z łopatką	20 x 76 mm	bezbarwny	sterylne	80-734-311	100 szt.
	J-0825	Pojemniki z PP na próbki - z etykietą	płaskie	z zakrętką z HDPE z łopatką	20 x 76 mm	biały	niesterylne	80-734-401	100 szt.
	J-0828	Pojemniki z PP na próbki	płaskie	z zakrętką z HDPE z łopatką	25 x 107 mm	bezbarwny	niesterylne	80-622-111	250 szt.
	J-0829	Pojemniki z PP na próbki	płaskie	z zakrętką z HDPE z łopatką	25 x 107 mm	bezbarwny	sterylne	80-622	50 szt.

Opis

Gwintowane pojemniki wyprodukowane z przezroczystego PP w komplecie z nakręconą brązową zakrętką z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Do zakrętki od środka przymocowana jest łyżeczka, dzięki której można łatwo i czysto pobrać oraz przenieść próbkę. W zależności od potrzeb użytkownika dostępne są 3 modele pojemników o różnych wymiarach:

- okrągłodenne o wys. 101 mm i śr. 16,5 mm,
- płaskodenne o wys. 76 mm i śr. 20 mm,
- płaskodenne o wys. 107 mm i śr. 25 mm.

Wśród nich do wyboru są warianty sterylne i niesterylne. Pojemniki o wym. 20 x 76 mm mogą być również wyposażone w etykietę do opisu.

Probówki służą do pobierania, transportowania i przechowywania różnorodnych próbek lub odczynników. Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).