

Końcówki w specjalnym formacie, 10 µl, typ G



Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

Finn (10 µl),
Gilson (P-2 i P-10),
Rainin (Pipet-Classic PR10, Pipet-Lite SL-10).
Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Kolor	Pakowane
	A-720053	Pusty statyw na końcówki	10 µl	"Typ G"	-	3 statywy
	A-720054	Końcówki w specjalnym formacie	10 µl	"Typ G"	bezbarwne	w statywie (1 statyw QuickRack zawierający 960 koń.: 10 x 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:
Biohit (Proline 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

Finn (10 µl),
Gilson (P-2 i P-10),
Rainin (Pipet-Classic PR10, Pipet-Lite SL-10).
Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.