

**Końcówki w specjalnym formacie, 10 µl, typ G**




**Końcówki pasujące do pipet:**  
**Biohit** (Proline 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

**Finn** (10 µl),

**Gilson** (P-2 i P-10),

**Rainin** (Pipet-Classic PR10, Pipet-Lite SL-10).

**Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Kolor	Pakowane
	A-720053	Pusty statyw na końcówki	10 µl	"Typ G"	-	3 statywy
	A-720054	Końcówki w specjalnym formacie	10 µl	"Typ G"	bezbarwne	w statywie (1 statyw QuickRack zawierający 960 koń.: 10 x 96 szt.)

**Opis**

**Końcówki pasujące do pipet:**

**Biohit** (Proline 10 µl, mLine 3 i 10 µl),

**Finn** (10 µl),

**Gilson** (P-2 i P-10),

**Rainin** (Pipet-Classic PR10, Pipet-Lite SL-10).

**Wszystkie końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.**