

**Końcówki w specjalnym formacie, 10 µl,
 MicroExtent**



Końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 10 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
—	A-720041	Końcówki w specjalnym formacie	10 µl, "MicroExtent", bezbarwne, pasujące do statywu PowerTower, Nr-art.: A-720046	w worku (1000 szt.)
—	A-720043	Pusty statyw na końcówki	10 µl, "MicroExtent"	3 statywy
—	A-720044	Końcówki w specjalnym formacie	10 µl, "MicroExtent", bezbarwne	w statywie (1 statyw QuickRack zawierający 960 końcówek: 10 x 96 szt.)
—	A-720046	Końcówki w specjalnym formacie	10 µl, "MicroExtent", bezbarwne	w statywie (statyw PowerTower zawierający 960 końcówek: 5 x 192 szt.)

Opis

Końcówki są wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Końcówki pasujące do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 10 µl.