




## Folie octanowe do płytek - przezroczyste



Folia octanowa do zamykania płytek mikrolitrowych i płytek do ELISA. Bezbarwna, samoprzylepna. Można ją stosować w temperaturze od -40 °C do 100 °C. Opakowanie zawiera 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1281	Folie octanowe do płytek	octan	100 szt.	82-1586

### Opis

Folia octanowa przeznaczona do zamykania [płytek mikrolitrowych](#) i [płytek do testów ELISA](#). Skutecznie chroni zawartość płytek przed parowaniem. Zabezpiecza próbki przed zanieczyszczeniem. Folia jest bezbarwna i samoprzylepna. Można ją stosować w szerokim zakresie temperatur: -40 °C do 100 °C. Opakowanie zawiera 100 szt.