


















Pipety Pasteura - poj. 1 ml - 6 ml



Pipety Pasteura z LDPE, pojemność od 1 ml do 6 ml. Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Skalowanie	Wielkość kropli	Stopień czystości	Długość	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2111	Pipety Pasteura z LDPE	i	1 ml	nie	30-45 µl	niesterylne	87 mm	worek	750 szt.	86-1179
	J-2112	Pipety Pasteura z LDPE	h	1 ml	nie	17-22 µl	niesterylne	104 mm	worek	750 szt.	86-1180
	J-2113	Pipety Pasteura z LDPE	g	1 ml	nie	45-55 µl	niesterylne	115 mm	worek	500 szt.	86-1170
	J-2114	Pipety Pasteura z LDPE	f	2 ml	nie	35-45 µl	niesterylne	154 mm	worek	750 szt.	86-1176
	J-2115	Pipety Pasteura z LDPE	d	3,5 ml	nie	30-45 µl	niesterylne	155 mm	worek	500 szt.	86-1173
	J-2116	Pipety Pasteura z LDPE	c	3,5 ml	tak	30-45 µl	niesterylne	104 mm	worek	500 szt.	86-1172
	J-2117	Pipety Pasteura z LDPE	c	3,5 ml	tak	30-45 µl	sterylne	156 mm	30 x 10 szt.	300 szt.	86-1172-010
	J-2118	Pipety Pasteura z LDPE	c	3,5 ml	tak	30-45 µl	sterylne	156 mm	pak. ind.	42 szt.	86-1172-001
	J-2119	Pipety Pasteura z LDPE	b	3,5 ml	tak	35-55 µl	niesterylne	155 mm	worek	500 szt.	86-1171
	J-2120	Pipety Pasteura z LDPE	b	3,5 ml	tak	35-55 µl	sterylne	155 mm	30 x 10 szt.	300 szt.	86-1171-010
	J-2121	Pipety Pasteura z LDPE	b	3,5 ml	tak	35-55 µl	sterylne	155 mm	pak. ind.	42 szt.	86-1171-001
	J-2122	Pipety Pasteura z LDPE	e	6 ml	nie	20-30 µl	niesterylne	146 mm	worek	400 szt.	86-1175
	J-2123	Pipety Pasteura z LDPE	e	6 ml	nie	20-30 µl	sterylne	146 mm	25 x 10 szt.	250 szt.	86-1175-010
	J-2124	Pipety Pasteura z LDPE	e	6 ml	nie	20-30 µl	sterylne	155 mm	pak. ind.	42 szt.	86-1175-001
	J-2125	Pipety Pasteura z LDPE	a	6 ml	nie	40-55 µl	niesterylne	152 mm	worek	400 szt.	86-1174

Opis

Polietylenowe pipety Pasteura o pojemność od 1 ml do 6 ml. Dostępne w wersji niesterylnej oraz sterylnej. Można je wykorzystywać do odmierzania i przenoszenia niewielkich objętości cieczy.

Pipety Pasteura firmy Sarstedt występują w aż 9 modelach różniących się:

- pojemnością – od 1 ml do 6 ml,
- stopniem czystości: sterylne lub niesterylne,
- występowaniem skali,
- kształtem końcówki,
- długością – od 87 mm do 152 mm,
- objętością kropli – od 17 μ l do 55 μ l,
- wielkością opakowania – od 42 szt. do 750 szt.

Artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).