
















Pipety serologiczne z PS - o poj. 1 ml - 50 ml



Pipety serologiczne wykonane z PS. Pojemność do 1 ml do 50 ml. Z czytelną, **dwukierunkową podziałką**. Oznaczone kodem barwnym, co pozwala szybko zidentyfikować pipetę o odpowiedniej pojemności. Dostępne w wersji niesterylnej bez zatyczki oraz sterylnej z zatyczką z waty.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Typ | Pojemność | Podziałka | Kod barwny | Stopień czystości | Pakowane | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------|----------|---------------|
|  | J-2141 | Pipety serologiczne z PS | bez zatyczki | 1 ml | 0,01 ml | żółty | niesterylne | worek | 200 szt. | 86-1251 |
|  | J-2142 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 1 ml | 0,01 ml | żółty | sterylne | worek | 25 szt. | 86-1251-025 |
|  | J-2143 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 1 ml | 0,01 ml | żółty | sterylne | pak. ind. | 100 szt. | 86-1251-001 |
|  | J-2144 | Pipety serologiczne z PS | bez zatyczki | 2 ml | 0,01 ml | zielony | niesterylne | worek | 200 szt. | 86-1252 |
|  | J-2145 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 2 ml | 0,01 ml | zielony | sterylne | worek | 25 szt. | 86-1252-025 |
|  | J-2146 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 2 ml | 0,01 ml | zielony | sterylne | pak. ind. | 100 szt. | 86-1252-001 |
|  | J-2147 | Pipety serologiczne z PS | bez zatyczki | 5 ml | 0,1 ml | niebieski | niesterylne | worek | 100 szt. | 86-1253 |
|  | J-2148 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 5 ml | 0,1 ml | niebieski | sterylne | worek | 25 szt. | 86-1253-025 |
|  | J-2149 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 5 ml | 0,1 ml | niebieski | sterylne | pak. ind. | 50 szt. | 86-1253-001 |
|  | J-2150 | Pipety serologiczne z PS | bez zatyczki | 10 ml | 0,1 ml | pomarańczowy | niesterylne | worek | 100 szt. | 86-1254 |
|  | J-2151 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 10 ml | 0,1 ml | pomarańczowy | sterylne | worek | 25 szt. | 86-1254-025 |
|  | J-2152 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 10 ml | 0,1 ml | pomarańczowy | sterylne | pak. ind. | 50 szt. | 86-1254-001 |
|  | J-2154 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 25 ml | 0,2 ml | czerwony | sterylne | worek | 20 szt. | 86-1685-020 |
|  | J-2155 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 25 ml | 0,2 ml | czerwony | sterylne | pak. ind. | 25 szt. | 86-1685-001 |
|  | J-2158 | Pipety serologiczne z PS | z zatyczką z waty | 50 ml | 0,5 ml | fioletowy | sterylne | pak. ind. | 30 szt. | 86-1256-001 |

Opis

Pipety serologiczne wykonane z przezrystego polistyrenu (PS). Posiadają nadrukowany kolorowy pasek – kod barwny, który umożliwia łatwą i szybką identyfikację pipety o szukanej pojemności. Wyposażone w czytelną, **dwukierunkową skalę**. Wymiary wynoszą 4 x 270 mm. Pipety serologiczne Sarstedt w wersji niesterylnej dostępne są w poj. od 1 ml do 10 ml. Nie mają zatyczki z waty i są pakowane w worki. Natomiast sterylne pipety serologiczne oferujemy w poj. od 1 ml do 25 ml. Wyposażone w zatyczkę z waty. Dostępne w dwóch typach opakowania:

- worek,
- opakowanie typu blister (pak. ind.).

Sterylnie, pakowane indywidualnie pipety serologiczne Sarstedt są certyfikowane jako wolne od pirogenów i endotoksyn oraz niecytotoksyczne.

Pipety serologiczne są uniwersalne, pasują do pipetorów różnych producentów. Model o poj. 25 ml posiada specjalne żebra prowadzące na ustniku. Zapewniają one pewne, stabilne osadzenie w adapterze mocującym pipetora.