


Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, Typ G, sterylne, Low Binding



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770030	Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, Typ G, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit (Proline 10 µl, mLine 10 µl),
 Finn (10 µl),
 Gilson (P-2 i P-10),
 Rainin (R10 i SL10).
 Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.**