


Końcówki SafeSeal Tips PreCision 10 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-701011	Końcówki SafeSeal Tips PreCision 10 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Pasują do pipet:

Biohit (10 µl),

Brand Transferpette (10 µl),

Capp (10 µl),

Eppendorf (10 µl),

Nichiryo (10 µl),

Socorex (10 µl).

Wolne od DNaz i RNaz.