


**Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, New Micro Extent, sterylne, Low Binding**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 10 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770010	Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, New Micro Extent, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 10 µl.

**Końcówki są wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.**