



**Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 µl, sterylne**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-783012	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylne	w worku (1000 szt.)
	A-693010	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

- Biohit** (Proline 10 µl, mLine 10 µl),
  - Brand** (Transferpette 10 µl),
  - Eppendorf** (10 µl szare),
  - Finn** (Digital 10 µl, Focus Micro 10 µl),
  - Gilson** (Pipetman P-10),
  - Nichiryo** (10 µl),
  - Rainin** (Pipet-Classic PR2 i PR10, Pipet-Lite SL-2 i SL-20).
- Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**