



**Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 µl - sterylne**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-780017	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylne	w worku (1000 szt.)
	A-692139	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 2.5 i 10 µl, mLine 3 i 10 µl),  
**Eppendorf** (2.5 µl),  
**Finn** (Digital 10 µl, Focus Micro 10 µl),  
**Gilson** (Pipetman P-2 i P-10),  
**Nichiryo** (10 µl),  
**Rainin** (Pipet-Classic PR2 i PR10, Pipet-Lite SL-2 i SL-20).  
**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**