






## Roztwory buforowe pH w torebkach foliowych



Roztwory buforowe pH zapakowane w torebkach foliowych Bioanalytik-4S. Szczelne opakowania zapewniają dłuższą trwałość oraz świeżość odczynników. Przeznaczone są do kalibrowania elektrod bezpośrednio w torebce. Z nadrukowaną tabelą kompensacji temperatury. Opakowania zawierają 10 torebek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wartość pH	Szt./Op.
	1-1620	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	4,00 pH	10 torebek
	1-1621	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	7,00 pH	10 torebek
	1-1622	Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach	9,00 pH	10 torebek

### Opis

Roztwory buforowe pH zapakowane w torebkach foliowych Bioanalytik-4S. Szczelne opakowania zapewniają dłuższą trwałość oraz świeżość odczynników. Przeznaczone są do kalibrowania elektrod bezpośrednio w torebce. Z nadrukowaną tabelą kompensacji temperatury. Opakowania zawierają 10 torebek.