













Końcówki do pipet Sarstedt z filtrem - Low retention - w SingleRefill



Sterylnie końcówki do pipet o niskim stopniu retencji (low retention) z filtrem o poj. od 0,1 µl do 1000 µl. Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Kompatybilne z pipetami wielu producentów. Stopień czystości Biosphere® plus. Oferowane w podstawce SingleRefill.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	J-3230	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	0,1-2,5 µl	31 mm	ciemny szary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3010-385
	J-3231	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	0,1-10 µl	31 mm	ciemny szary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3010-375
	J-3232	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	0,1-20 µl	46 mm	jasny szary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3020-375
	J-3233	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	0,5-20 µl L	46 mm	jasny szary	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3021-375
	J-3234	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	2-20 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3030-385
	J-3235	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	10-100 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3030-375
	J-3236	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	20-200 µl	51 mm	żółty	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3031-375
	J-3237	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	30-300 µl	60 mm	ciemny pomarańczowy	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3040-375
	J-3238	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	100-1000 µl	72 mm	ciemny niebieski	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3050-375
	J-3239	Końcówki XL do pipet z filtrem - Low retention - w SingleRefill	100-1000 µl	90 mm	ciemny niebieski	Biosphere plus	5 x 96 szt.	480 szt.	70-3060-375

Opis

Niskoretencyjne końcówki z filtrem do pipet automatycznych zostały wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Posiadają znaczniki poziomu napełnienia. Pasują do najpopularniejszych pipet jedno- i wielokanałowych (Sarstedt, Socorex, Sartorius, Finnpiquette, Brand, Eppendorf, Gilson). Zgodne z normą DIN EN ISO 8655.

Dodatkowo końcówki wyposażone są w hydrofobowy filtr, który zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza pipety oraz pobieranych

próbek przez aerozole, które powstają podczas pipetowania. Niskoadhezyjne końcówki z filtrem zapewniają wysoką precyzję pipetowania i powtarzalność wyników. Sprawdzą się do zastosowań, w których kluczowy jest maksymalny odzysk próbki oraz minimalne ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń krzyżowych. Doskonałe do pipetowania cennych odczynników, np. enzymów restrykcyjnych, próbek radioaktywnych, czy roztworów o niewielkiej objętości. Są polecane również do pracy z cieczami o wysokiej lepkości, np. gliceryną, detergentami czy roztworami buforowymi.

Niskoadhezyjne końcówki z filtrem pakowane są w podstawki SingleRefill. Posiadają certyfikat IVD oraz CE (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Dostępne w stopniu czystości Biosphere® plus (sterylizowane gazowo, wolne od ATP, DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, pirogenów i endotoksyn). Podstawki SingleRefill umożliwiają łatwy i szybki dobór odpowiedniej końcówki i pipety dzięki kodowaniu kolorystycznemu. Na każdej tacce laserowo grawerowane są informacje dotyczące pojemności końcówek, numeru partii oraz terminu ważności. Specjalnie zaprojektowane łączenie pomiędzy podstawą a pokrywką SingleRefill chroni końcówki przed zanieczyszczeniem nawet po zdjęciu zewnętrznej folii zabezpieczającej. Końcówki można pobierać bezpośrednio z SingleRefill lub łatwo przenieść wkład do pudełka dla dodatkowej ochrony w transporcie i podczas przechowywania. Innowacyjny projekt SingleRefill pozwala na redukcję zużycia materiału nawet o 41% w porównaniu do klasycznych pudełek. Wszystkie części składowe SingleRefill można układać w stosy.

Końcówki Low retention z filtrem dostępne są również w pudełkach.