




Końcówki SafeSeal Tips Premium 10 µl - sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-780012	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylne	w worku (1000 szt.)
	A-690011	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylne	pakowane pojedynczo (100 szt.)
	A-692150	Końcówki SafeSeal Tips Premium	10 µl	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Brand (Transferpette 10 µl),
 Eppendorf (10 µl (szare)),
 Finn (Digital 10 µl, Finn Focus 10 µl),
 Nichiryo (10 µl),
 Socorex (2 µl, 10 µl (zielone)).
 Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**