

Końcówki SafeSeal Tips PreCision 10 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Końcówki linii Precision Tips charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-701021	Końcówki SafeSeal Tips PreCision	10 µl	sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Końcówki linii Precision Tips charakteryzują się wyjątkowo precyzyjnym wykonaniem, zgodnie z normą DIN 12600 i DIN 12650. Pasują do pipet:

- Biohit (10 µl),**
 - Brand (Transferpette 10 µl),**
 - Eppendorf (10 µl),**
 - Finn (Digital 10 µl, Focus 3/5/10 µl),**
 - Gilson (P-2 i P-10),**
 - Nichiryo (10 µl),**
 - Rainin (Standard 10 µl).**
- Wolne od DNaz i RNaz.**