

Końcówki MicroTips Premium, 20 µl



Końcówki pasujące do pipet:

Brand (Transferpette 10 i 20 µl (szare)),




Eppendorf (10 i 20 µl (szare)),

Finn (Digital Micro 2 i 10 µl, Focus Micro 10 µl),

Nichiryo (10 µl),

Socorex (2 i 10 µl (zielone)).

Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-720001	Końcówki MicroTips Premium	20 µl, krystaliczne	niesterylne	w worku (1000 szt.)
	A-720006	Końcówki MicroTips Premium	20 µl, krystaliczne	niesterylne	w statywie (10 statywów z uchylną pokrywą po 96 szt.)
	A-720009	Końcówki MicroTips Premium	20 µl, krystaliczne	sterylne	w statywie (10 statywów z uchylną pokrywą po 96 szt.)

Opis

Końcówki pasujące do pipet:

Brand (Transferpette 10 i 20 µl (szare)),

Eppendorf (10 i 20 µl (szare)),

Finn (Digital Micro 2 i 10 µl, Focus Micro 10 µl),

Nichiryo (10 µl),

Socorex (2 i 10 µl (zielone)).

Wolne od DNaz i RNaz.