


**Końcówki SafeSeal Tips Professional 20 µl,  
sterylne, Low Binding**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770050	Końcówki SafeSeal Tips Professional 20 µl, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit (Proline 20 µl, mLine 20 µl),  
Brand (20 µl),  
Eppendorf (20 µl (żółte)),  
Gilson (P-20),  
Finn (20 µl).  
Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.**