




## Kuwety jednorazowe spektrofotometryczne - okrągłe do analizatorów



Jednorazowe kuwety okrągłe o poj. 3,5 ml. Wykonane z PP. Odpowiednie do analizatora LKB i luminometru BioOrbit lub do przygotowania próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Materiał	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2347	Kuwety jednorazowe spektrofotometryczne - do analizatorów	analizator LKB, luminometr BioOrbit	PP	3,5 ml	12 x 51 mm	1000 szt.	68-752

### Opis

Jednorazowe kuwety okrągłe o objętości roboczej 3,5 ml wykonane z polipropylenu (PP). Produkowane z przeznaczeniem do analizatora LKB, luminometru BioOrbit oraz przygotowywania próbek. Mają średnicę 12 mm i wysokość 51 mm. Posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkt medyczny do diagnostyki *in vitro*).