




## Roztwory do przechowywania, neutralizacji i miareczkowania kompleksów metali

Roztwory gotowe do użytku. Dostarczane w butelkach o poj. 1000 ml (za wyjątkiem Nr-Art. 3-1956: poj. 250 ml).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	3-1956	Roztwór elektrolitowy KCl - 3 mol/dm <sup>3</sup>	250 ml
	4-1068	Roztwór elektrolitowy KCl - 3 mol/dm <sup>3</sup>	1000 ml
	4-1069	Roztwór elektrolitowy KCl + AgCl - 3 mol/dm <sup>3</sup>	1000 ml
	4-1022	Komplekson III (Na <sub>2</sub> EDTA) - roztwór do kompleksometrycznego miareczkowania metali - 0,1 mol/dm <sup>3</sup>	1000 ml

### Opis

Roztwory gotowe do użytku. Dostarczane w butelkach o poj. 1000 ml (za wyjątkiem Nr-Art. 3-1956: poj. 250 ml).