



## Naczynka wagowe - kwadratowe



Kwadratowe naczynka wagowe Sarstedt wykonane z PVC w kolorze białym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2531	Kwadratowe naczynka wagowe	5 ml	35 x 35 mm	białe	200 szt.	71-9923-211
	J-2532	Kwadratowe naczynka wagowe	70 ml	72 x 72 mm	białe	100 szt.	71-9923-212
	J-2533	Kwadratowe naczynka wagowe	250 ml	128 x 128 mm	białe	100 szt.	71-9923-210

### Opis

Lekkie kwadratowe naczynka Sarstedt ułatwiające pracę laboratoryjną – upraszczają ważenie cieczy, ciał stałych i proszków. Wykonane z białego polichlorku winylu (PVC). Zaokrąglone i lekko wywinięte rogi ułatwiają opróżnianie z zawartości.

Dostępne 3 rozmiary:

- poj. robocza 5 ml (poj. maks. 8 ml),
- poj. robocza 70 ml (poj. maks. 100 ml),
- poj. robocza 250 ml (poj. maks. 300 ml).