



**Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-780027	Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne	w worku (1000 szt.)
	A-692120	Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Brand** (Transferpette 10 i 20 µl (szare)),

**Eppendorf** (20 µl (szare)),

**Gilson** (Pipetman P-20 (z dołączonym adapterem)).

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**