


Końcówki SafeSeal Tips Premium Gelloader 20 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692020	Końcówki SafeSeal Tips Premium Gelloader 20 µl, sterylne	w statywie (5 statywów po 204 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biozym PreCision (20 µl),
Biohit (Proline 20 µl),
Brand (Transferpette 10 i 20 µl),
Eppendorf (20 µl (żółte)),
Finn (Digital 20 µl),
Gilson (Pipetman P-20),
Rainin (Pipet-Classic PR20, Pipet-Lite SL-20),
Socorex (10 µl (zielone), Calibra 20 µl).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.