

Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-780022	Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne	w worku (1000 szt.)
	A-690021	Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne	pakowane pojedynczo (100 szt.)
	A-692151	Końcówki SafeSeal Tips Premium 20 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Biohit (Proline 20 µl, Biohit mLine 20 µl),
Brand (Transferpette 20 µl (żółte)),
Eppendorf (20 µl (żółte)),
Finn (Digital 20 µl),
Gilson (Pipetman P-20),
Nichiryo (20 µl),
Rainin (Pipet-Classic PR20, Pipet-Lite SL-20),
Socorex (20 µl).
Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.