






## Zakrętki do butelek hodowlanych - dwupozycyjne



Czerwone zakrętki dwupozycyjne bez filtra. Wykonane z PE. Przeznaczone do butelek do hodowli adherentnej Sarstedt. Stopień czystości TC Tested. Pakowane pojedynczo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do butelki	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-4361	Zakrętki dwupozycyjne do butelek hodowlanych	50 ml	TC Tested	25 szt.	83-3990-025
	J-4362	Zakrętki dwupozycyjne do butelek hodowlanych	250 ml	TC Tested	25 szt.	83-3990-075
	J-4363	Zakrętki dwupozycyjne do butelek hodowlanych	650 ml	TC Tested	25 szt.	83-3990-175

### Opis

Zakrętki do butelek hodowlanych Sarstedt w kolorze czerwonym. Dwupozycyjne, bez filtra. Czerwone zakrętki **Quick-Release** wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (**HDPE**) wyróżniają się niezwykłą łatwością użycia. Do ich zamknięcia lub otwarcia wystarcza zaledwie **1/3 obrotu**. Aby uniknąć niekontrolowanego samozamknięcia, w zakrętce Quick-Release wprowadzono blokadę, którą należy pokonać podczas przykręcania nakrętki na butelkę. Wyraźnie wyczuwalne kliknięcie potwierdza, że nasadka została zabezpieczona przed wypadnięciem podczas inkubacji. Zakrętka pozwala na gazoszczelne zamknięcie butli (pozycja zamknięta). Natomiast w pozycji wentylowanej zawarte w butelce komórki mogą być hodowane przy równomiernej wymianie gazowej. Wyprofilowana szczelina w żebrowaniu i strzałki na zakrętce umożliwiają proste dotykowe i wizualne sprawdzenie pozycji zamknięcia.

Zakrętki są testowane i certyfikowane zgodnie ze znakiem jakości **TC Tested**. Są to produkty sterylne, bez pirogenów/bez endotoksyn, niecytotoksyczne, wolne DNA i DNazy/RNazy. Kolor czerwony w produktach do hodowli komórkowej Sarstedt dedykowany jest do produktów przeznaczonych do hodowli komórek adherentnych, ale zakrętki pasują do wszystkich butelek do hodowli Sarstedt.