




## Refraktometr ręczny do miodu 12-27%

Refraktometr przeznaczony do oznaczania zawartości wody w miodzie i odpowiedniego stopnia Baumé. Pozwala na błyskawiczną i dokładną ocenę jakości miodu. Ręczna kompensacja temperatury od 20°C do 40°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skala	Dokładność
	7-0100	Refraktometr	12-27% woda; 38°-43°Bé	0,2%; 1°Bé

### Opis

Refraktometr przeznaczony do oznaczania zawartości wody w miodzie i odpowiedniego stopnia Baumé. Pozwala na błyskawiczną i dokładną ocenę jakości miodu. Ręczna kompensacja temperatury od 20°C do 40°C.