


## Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692096	Końcówki SafeSeal Tips Premium 100 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

### Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

**Biohit** (Proline 50 i 100 µl, mLine 100 µl),  
**Finn** (Digital 40 i 100 µl, Focus 100 µl).

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**