


**Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 100 µl,
 sterylne**



Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-692159	Końcówki SafeSeal Tips Premium XL 100 µl, sterylne	w statywie (8 statywów po 204 szt.)

Opis

Wydłużone końcówki, wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

- Biozym** (PreCision 100 i 200 µl),
 - Biohit** (Proline 100 i 200 µl, mLine 100 i 200 µl*),
 - Brand** (Transferpette 100 i 200 µl*),
 - Eppendorf** (100 i 200 µl*),
 - Finn** (Digital 40, 100 i 200 µl*, Focus 100 µl),
 - Gilson** (Pipetman P-100 i P200*),
 - Nichiryo** (200 µl),
 - Rainin** (Pipet-Classic PR100, Pipet-Lite SL-100 i S-200, Pipet-Plus R200),
 - Socorex** (100 i 200 µl*).
- Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów.**
 * - maksymalna pojemność 190 µl.