


**Końcówki SafeSeal Tips Professional 100 µl,  
sterylne, Low Binding**



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 100 µl.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770100	Końcówki SafeSeal Tips Professional 100 µl, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do: wszystkich powszechnie znanych pipet o pojemności 100 µl.

**Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.**